



## MOWOOT

– stimulerende bælte mod forstoppelse

MOWOOT er et innovativt hjælpemiddel, som har til hensigt at afhjælpe gener ved forstoppelse. MOWOOT bruges som dagligt supplement til de almindelige gode råd mod forstoppelse (væske, fiberrig kost, motion m.v.), og den virker ved

ydre trykpåvirkning på tyktarmen (colon) og støtter dermed fordøjelsesprocessens sidste fase.

Bæltet giver et ydre tryk ved hjælp af 4 luftfyldte kamre, som trykker på tyktarmen i et mønster, der følger tarmens forløb frem mod endetarmen (rectum). MOWOOT yder en slags automatiseret tryk på tyktarmen, en exo-massage, som en fysioterapeut alternativt kunne give. Der er ingen ubehag forbundet med brugen af MOWOOT.

Bæltet bør anvendes i ca. 10-20 min ad gangen på samme tidspunkt dagligt - og gerne i forbindelse med et lille hvil, eller hvor man slapper af i liggende eller siddende stilling.

MOWOOT er udviklet af et team bestående af bl.a. læger, fysioterapeuter, forskere og ingeniører i samarbejde med det neurologiske rehabiliteringscenter, Institut Guttmann, Spanien. Der er omfattende klinisk dokumentation for MOWOOT's virkning.

**FAKTA:**

- Udstyr bestående af en computer/kontrolenhed og et mavebælte
- Anbefalet daglig brug 1-2 gange dagligt i ca. 10-20 min på samme tidspunkt hver dag
- MOWOOT virker udelukkende ved at give et præcist tryk med fire luftfyldte kamre (pneumatisk tryk på 375-450 mmHg) ned mod tyktarmen.
- Der er ikke elektromagnetisk udstyr i bæltet, der kan interferere med f.eks. pacemaker eller lignende.
- Skal bruges uden på let tøj, f.eks. bluse, skjorte, nattøj m.v.
- Fås i 4 størrelser: S, M, L og XL
- Vægt: 300 g (bælte), 1.200 g (kontrolenhed), samlet vægt inkl. slange og emballage: 2.000 g
- Alle dele kan aftørres med 70% ethanol
- OBS! Bør ikke bruges af gravide eller af personer med symptomer, der ligner forstoppelse, men som ikke er blevet undersøgt af egen læge først.
- Desuden bør MOWOOT ikke bruges, hvor der er tale om implantater i maven, ved diagnosticeret sygdom i mave og tarm samt hvor brug af MOWOOT giver smerte eller ubehag.

**Se mere på [www.gmcare.dk](http://www.gmcare.dk)**

Ønsker du at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte os på telefon

**51 15 01 10**

eller på mail [info@gmcare.dk](mailto:info@gmcare.dk)