

Power Assist Glove

Denne handske er udviklet specielt til personer, som har meget dårlig håndfunktionalitet og meget svage kræfter i hænderne. Det kan være efter en hjerneblødning, ulykke, kronisk sygdom eller lignende.

Handsken er behagelig og let at tage på pga. den særlige åbning ved håndryggen.

Det kræver kun et let tryk mod f.eks. en bordflade for at aktivere gribefunktionen, og brugeren kan derefter holde på et glas, en kop eller flaske eller mindre genstande såsom bestik eller skriveredskaber. Når gribefunktionen skal deaktiveres, trykkes hånden let mod bordet, hvorefter hånden langsomt åbner sig igen.

Power Assist Glove er lydløs ved brug, og de små elektroniske dele sættes f.eks. i bæltet og bæres nemt omkring uden at 'larme' af hjælpemiddel.

Handsken vejer ikke mere end ca. 50 g, og den er behagelig at have på, hvilket gør det muligt at bruge den i op til flere timer ad gangen. Power Assist handsken er pneumatisk, hvilket vil sige, at den opnår den forøgede gribekraft ved hjælp af en lille gasbeholder/lufttrykstank, der kan sidde i bæltet.



Der er dog et par krav til brugerne af handsken: Brugeren må ikke have en betydelig håndskade, muskelkontraktur eller have deforme hænder/fingre. Brugeren skal også selv kunne bevæge sine albuer. Brugeren skal også have mulighed for at få hjælp fra andre til at justere hjælpemidlet, hvis det er nødvendigt.

FAKTA:

- Giver gribekraften tilbage til folk med diverse nerve- og muskelsygdomme o.l.
- Håndsys til hver enkelt kundes behov
- Fungerer ved brug af batterier og en lille CO2-patron
- Er effektiv og behagelig at have på
- Er næsten lydløs ved brug
- Grebsstyrke: 20-30 Newton
- Handsken kan vaskes ved 30 gr. Celsius
- Vejer 45-55 g alt efter model og størrelse
- Hele udstyret vejer i alt 615-625 g
- Perfekt til dagligdagsopgaver, f.eks. spisesituationen, hvor ledningen kan frakobles i op til ½ time, hvor trykket i handsken bevares
- Kan også fås i en extension-model samt i en kombineret flexion/extension-model til genoptræningsformål.

Se mere på www.gmcare.dk

Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon

51 15 01 10

eller på mail info@gmcare.dk