

## Path Finder – Visuel Guidning

Path Finder er et hjælpemiddel, der er målrettet personer med Parkinsons sygdom eller en tilsvarende neurodegenerativ sygdom. Path Finder består af to små 'laserlygter', som monteres med kraftige gummi-stropper omkring en brugers skosnuder og -hæle. Udstyret udsender to kraftige lysstråler, som indstilles, så de kastes ud foran brugerens modsatte fod. Dermed skabes en visuel guidning til fødderne under fremdriften, som især er nyttig for brugere, der har udfordringer med 'fastfrysningssyndromet' ('freezing of gait', FoG).



Situationer, hvor en bruger har problemer med at gå, standser op og står og tripper uden at kunne komme videre, begrænser i væsentlig omfang den pågældendes bevægelsesfrihed og muligheden for at være selvhjulpne.

Path Finder sørger for, at brugere, som dør med FoG (fastfrysningssyndrom) får en guidning, som betyder, at ganghastigheden bliver mere jævn og regelmæssig, og som også betyder, at skridtlængden øges.

En bruger vil opleve, at det bliver nemmere at gå, dette giver en større uafhængighed og frihed for den pågældende.

**FAKTA:**

- Prisvindende, dansk design i et nytænkende og unikt koncept
- Laserudstyr, som monteres på brugerens sko og viser vej ved 'stop gait'/fastfrysningssyndrom
- Non-invasiv og ikke-medicinsk metode til at opnå større (selv-)sikkerhed og højere skridthastighed, når man går
- Udstyret består af 2 laserenheder (højre og venstre), to gummiremme, opladerstik, 2 ledninger samt brugermanual
- Fås i 3 skostørrelser:
  - Str. 35-38 (M)
  - Str. 38-41 (L)
  - Str. 42-45 (XL)
- Udstyret vejer ikke meget og fungerer rimeligt diskret i dagligdagen for en bruger
- Ekstra gummiremme kan tilkøbes
- Path Finder er CE-mærket som medicinsk udstyr klasse II.

**Se mere på [www.gmcare.dk](http://www.gmcare.dk)**

Ønsker du at høre nærmere er du også velkommen til at kontakte os på telefon

**51 15 01 10**

eller på mail [info@gmcare.dk](mailto:info@gmcare.dk)